


TRIGOdrain

steriles, elastisches Kanülenpflaster mit silberhaltiger Kompresse



TRIGOdrain ist ein steriles, elastisches Kanülenpflaster mit mittig integrierter silberhaltiger Kompresse. Hautfreundlich durch atmungsaktives, wasserdampfdurchlässiges Trägermaterial und den hypoallergenen Hotmelt-Kleber. TRIGOdrain bietet einen idealen Sitz auch an schwierigen Gelenkstellen aufgrund der hohen Elastizität und lässt sich einfach und faltenfrei aufkleben.

TRIGOdrain wird verwendet:

- zur Kanülen- und Katheterfixierung

Kontraindikationen:

- Patienten mit bekannter Allergie gegen einen Inhaltsstoff des Produkts
- Erfahrungen mit Neugeborenen, Kleinkindern und während der Schwangerschaft sind begrenzt

Bestellinformationen:

Abmessung	Artikel-N°	PZN	Kompresse	VE
ca. 6,0 x 8,0cm	21000	9115822	ca. 1,5 x 1,5cm	50 St.

Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: 100% PU-Folie oder Polyestervlies
 Kleber: Hotmelt-Kleber, hypoallergen
 Kompresse: Viskose, Polyester und Polyolefin Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden


Das antimikrobielle Silber in Form von Silber-Natriumhydrogen-Zirkoniumphosphat befindet sich im Innern der Kompresse.

Lagerung:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/ oder Kälte (unter 10 °C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/ oder neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	Ethylenoxid
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	CE 0297
Zolltarifnummer:	3005.1000
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	IIb
Anhang:	II, RI 93/42 EWG
Regel:	4
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

Vertrieb durch:
 miro Verbandstoffe GmbH
 D-51674 Wiehl
 02262-7248-0

 **TRIGOCare International GmbH**
 In den Wiesen 3
 D-51674 Wiehl
 Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 72701-0
 Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
www.trigocare.com
info@trigocare.com

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.