


TRIGOpor

steriler, elastischer Wundschnellverband mit silberhaltiger Wundkomresse



TRIGOpor ist ein steriler, elastischer Wundschnellverband mit silberhaltiger Komresse, die nicht mit der Wunde verklebt. Das Trägermaterial ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber beschichtet. Idealer Sitz auch bei Gelenkwunden durch die hohe Elastizität des Trägervlies und die rundum klebende Auflage. Farbe: weiß

TRIGOpor wird verwendet:

- zur postoperativen Wundversorgung
- bei steriler Versorgung von Wunden

Kontraindikationen:

- Patienten mit bekannter Allergie gegen einen Inhaltsstoff des Produkts
- Erfahrungen mit Neugeborenen, Kleinkindern und während der Schwangerschaft sind begrenzt

Vertrieb durch:

miro Verbandstoffe GmbH

D-51674 Wiehl

02262-7248-0

TRIGOCare International GmbH

In den Wiesen 3

D-51674 Wiehl

Germany

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.

Bestellinformationen:

Abmessung	Art-N°	PZN	Komresse	VE
ca. 5,0 x 7,2cm	21001	9115839	ca. 2,5 x 3,5cm	100 St.
ca. 8,0 x 10,0cm	21002	9115851	ca. 4,5 x 4,5cm	50 St.
ca. 10,0 x 10,0cm	21003	9115868	ca. 4,5 x 5cm	50 St.
ca. 10,0 x 15,0cm	21004	9115880	ca. 4,5 x 10cm	50 St.

Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: 100% Polyestervlies

Kleber: Hotmelt-Kleber, hypoallergen

Komresse: Viskose, Polyester und Polyolefin
Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

Das antimikrobielle Silber in Form von Silber-Natriumhydrogen-Zirkoniumphosphat befindet sich im Innern der Komresse.

spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern.

Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	Ethylenoxid
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	CE 0297
Zolltarifnummer:	3005.1000
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	IIb
Anhang:	II, RI 93/42 EWG
Regel:	4
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

Fon: +49 (0)22 62 – 72701-0

Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48

www.trigocare.com

info@trigocare.com